



APC-Resistenz: Anpassung der Einheiten ab 28.02.2017

Testprinzipänderung:

Bisher wurde die Bestimmung der APC-Resistenz mittels Messung zweier verschiedener Gerinnungszeiten durch Berechnung eines Index ermittelt.

Neu werden die Resultate als Gerinnungszeit in Sekunden angegeben:

≥ 120 s: negativ

< 120 s: positiv

Anforderungsprofil: 142

Material: Citratplasma 1:10

Preis: 52 TP

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

labor team w ag

Februar 2017